

Skin Check MSS200

Mit dem **Skin Check - MSS200** wird Hautärzten und Studiobetreibern ein kompaktes Gerät an die Hand gegeben, welches erlaubt, innerhalb weniger Sekunden den Hauttyp einer Person festzustellen.

Während die Einstufung des Hauttyps bisher eher subjektiv ausfiel, bietet der **Skin Check - MSS200** nun die Möglichkeit einer optimalen Bewertung des Hauttyps.

Studiobesitzer und Benutzer können nun die Bestrahlungsdauer optimal auf den jeweiligen Hauttyp abstimmen. Das Risiko einer unsachgemäßen Benutzung und die daraus resultierende Gefahr des Sonnenbrandes oder einer nicht zufrieden stellenden Bräunung ist verringert.

Für alle Hautärzte stellt der **Skin Check - MSS200** eine natürliche Hilfe da, um eine erforderliche Behandlung der Haut gezielt auf den Hauttyp ausrichten zu können.

Der Vorteil des **Skin Check - MSS200** liegt in der einfachen, übersichtlichen und benutzergesteuerten Installation und Bedienung. Die Eingabe aller wichtigen Parameter erfolgt menügesteuert. Mögliche Fehleingaben werden somit auf ein absolutes Minimum reduziert.



Skin Check - MSS200 per USB an Ihren PC

Skin Check - MSS200 Software



Im Lieferumfang enthalten sind:

- ▶ Skin Check - MSS200
- ▶ USB-Verbindungskabel
- ▶ Kalibrierprobe
- ▶ Auswertungssoftware
- ▶ Anwenderhandbuch

Skin Check MSS200

Bestrahlungsplan

RECOMMENDED EXPOSURE SCHEDULE		MAXIMUM EXPOSURE TIMES (in minutes)			
CLASS	SKIN TYPES	week 1	week 2	week 3	week 4
I	Sensitive Skin <small>(Burns easily and severely, and does not tan)</small>	TANNING NOT ADVISED			
II	Light Skin <small>(Burns easily and severely, and tans minimally)</small>	10	15	20	30
III	Normal Skin <small>(Burns moderately, and tans moderately)</small>	12	18	23	30
IV	Dark Skin <small>(Burns minimally, and tans well or above average)</small>	15	22	27	30

YOUR SKIN TYPE: 2.4

Excellence	8	12	16	24
Classic 200	6	10	13	19
Classic 300	5	8	11	16
Onyx Pro	5	7	9	14
Lumina	4	6	8	12
Advantage	4	5	7	11
Evolution	3	5	6	10
Open Sun	3	4	6	9
Sprint	3	4	5	8
MegaSun	2	4	5	7

DANGER :
Receive proper operation instructions from the proprietor. When using a machine with bench and canopy, pull the canopy down until it will move no further. Operation of any sunbed closer to the body than the recommended minimum distance for use may result in overexposure. Recommended eyewear: Provided eyeshields, such as Vitecoco Nr. 563511s, or equivalent eyewear as defined under 21 CFR 1040.20, 20b) (5). One pair of protective eyewear is furnished with this equipment and should be worn by all persons in the room when the lamps are on. INSURE THAT THE SUNBED USED CONTAINS COMPATIBLE LAMP TYPES AS THOSE LISTED THERE ON. ALL SUNBEDS MUST HAVE LABEL STATING COMPLIANCE WITH PERFORMANCE STANDARDS FOR SUN LAMP PRODUCTS UNDER 21 CFR PART 1040.20.

WARNING :

Customer: _____ Tanning Center: _____ Date: _____
 Address: _____ MSS Elektronik GmbH
 _____ Tel: +49-2378-913695
 _____ Schlesierstr. 5 A
 _____ D-58730 Fröndenberg

 Signature _____ Signature _____

Im Anwenderhandbuch sind alle wichtigen Informationen ausführlich erklärt, wie z.B.

- ▶ Installation
- ▶ Bedienung der Auswertungssoftware
- ▶ Bestimmung des individuellen Hauttyps
- ▶ Auswertung der Messung
- ▶ Allgemeine Hinweise, Pflege und Wartung sowie die Technischen Daten

Technische Änderungen vorbehalten.